


三类注册证编号：
国械注准20193171890

Bioconcept
百康特医疗

多功能基台

用于多牙螺丝桥固位修复
尤其适合全口无牙颌螺丝固位修复

注册证编号：国械注准20193171890



简化种植手术过程，
扩大种植牙的适应症范围

- 骨量不足患者，可采用斜行种植方案完成修复
- 把骨水平的修复方案转换成软组织水平完成修复，便于后期操作
- 方便患者后期的种植牙维护

多功能基台



戴冠前




戴冠后

全口多功能基台螺栓固位修复病例

Dr. ilker Sozer 土耳其

患者62岁男性

使用产品: BV植体 & BV多功能基台



修复后X线片

| 多功能直基台 | 多功能角度基台 |
|--------|---------|
| | |

| 转移修复配件&工具 | |
|-----------|--|
| 印模转移 | |
| 临时修复 | |
| 辅助工具 | |